

# SCHEDA INFORMATIVA ESAME COLTURALE CAMPIONI OCULARI

ALL14_IOlaboT003_CDA	Pagina 1 di 1
Verifica Dr. E. Berselli - RAQ	Rev 2 Del
Approvazione Dr. E. Pazzaglia Dir. Laboratorio Analisi	

#### Attenzione

Tutti i seguenti campioni devono essere consegnati immediatamente in Laboratorio e comunque entro 1 ora dal prelievo conservandoli <u>a temperatura ambiente</u>. Alcuni germi resistono poco all'ambiente esterno, mentre altri si moltiplicano rapidamente, per cui i risultati possono risultare falsati nel caso si ritardi l'invio del materiale.

## Congiuntivite

- 1. Quando si sospetta una congiuntivite unilaterale eseguire anche l'esame della congiuntiva controlaterale per la valutazione di eventuali contaminanti.
- 2. L'operatore esegue il lavaggio sociale delle mani o la disinfezione alcolica ed indossare guanti sterili.
- 3. Prelevare la secrezione dalla congiuntiva mediante tampone con terreno di trasporto <u>prima</u> <u>dell'instillazione di anestetici e/o antibiotici</u>.

#### Nota bene

Per la ricerca della C. Trachomatis deve essere utilizzato l'apposito Kit fornito dal settore di microbiologia, insieme alle modalità d'uso.

## Cheratite, endoftalmite, celluliti orbitarie e celluliti perisettali

Essendo di pertinenza specialistica, non vengono descritte le modalità di raccolta.

I prelievi vanno eseguiti sempre prima della somministrazione di antibiotici e, quando possibile, di anestetici e vanno inviati immediatamente in Laboratorio.