

**ALLEGATO A**

Dell'Avviso esplorativo per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica FULL-RISK TUTTO INCLUSO, verifiche di funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva (con sostituzione parti/componenti hardware/software originali), degli iniettori di produzione Ulrich in utilizzo presso la UOC Diagnostica per Immagini del presidio ospedaliero di Fano e di Pesaro dell'AORMN.

| <b>N.</b> | <b>Invent.</b> | <b>N.matr.</b>          | <b>Classe</b>                                       | <b>Produttore</b>      | <b>Modello</b>     | <b>Presidio</b>                  | <b>Reparto</b>                  | <b>Stanza</b> | <b>Sistema</b> |
|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| <b>1</b>  | 0004890        | M1.395831<br>IT58808231 | INIETTORE PER<br>RISONANZA<br>MAGNETICA             | ULRICH GMBH &<br>CO KG | MISSISSIPPI        | Presidio San<br>Salvatore Centro | UOC Diagnostica<br>per Immagini | RMN           | Principale     |
|           | 0004891        | T1.300614<br>IT58808231 | CONSOLLE DI<br>COMANDO                              |                        | XD 2060            |                                  |                                 |               | Aggregato      |
| <b>2</b>  | 0074884        | CO 811371-<br>A5189355  | INIETTORE<br>ANGIOGRAFICO                           | ULRICH GMBH &<br>CO KG | MISSOURI           | Presidio San<br>Salvatore Centro | UOC Diagnostica<br>per Immagini | TAC 2<br>(16) | Principale     |
|           | 0074885        | TO.893972-<br>A5189355  | CONSOLLE DI<br>COMANDO                              |                        | XD 2060            |                                  |                                 |               | Aggregato      |
| <b>3</b>  | 14991          | M217000024              | INIETTORE<br>ANGIOGRAFICO                           | ULRICH GMBH &<br>CO KG | INJEKTOR MAX<br>2M | Ospedale Santa<br>Croce - Fano   | UOC Diagnostica<br>per Immagini | RMN           | Principale     |
|           | 14990          | 0018AF00188             | CONSOLLE                                            |                        | XD 10400           |                                  |                                 |               | Aggregato      |
| <b>4</b>  | 14918          | CTM1821655              | INIETTORE<br>ANGIOGRAFICO                           | ULRICH GMBH &<br>CO KG | CT MOTION          | Ospedale Santa<br>Croce - Fano   | UOC Diagnostica<br>per Immagini | TAC 1<br>(64) | Principale     |
|           | 14919          | 0833AG00110             | CONSOLLE DI<br>COMANDO PER<br>GRUPPO<br>RADIOLOGICO |                        | TOUCH<br>TERMINAL  |                                  |                                 |               | Aggregato      |
| <b>5</b>  | 21721          | CTM1821653              | INIETTORE<br>ANGIOGRAFICO                           | ULRICH GMBH &<br>CO KG | CT MOTION          | Presidio San<br>Salvatore Centro | UOC Diagnostica<br>per Immagini | TAC<br>(64)   | Principale     |
|           | 21722          | 0833AG00104             | CONSOLLE DI<br>COMANDO PER<br>GRUPPO<br>RADIOLOGICO |                        | TOUCH<br>TERMINAL  |                                  |                                 |               | Aggregato      |